

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza de analito para analisador de coagulação DM

Reagente genérico de plataforma, utilizado para limpar o analito do sistema de reação durante o processo de teste e purificá-lo para os testes subsequentes. Não é utilizado isoladamente para limpar instrumentos, utensílios de teste ou o ambiente



Foto do Produto

Modelo do Produto

Solução de limpeza de analito para analisador de coagulação DM

Especificações de Embalagem

500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código do Produto

p1125

Utilização Prevista

Reagente genérico de plataforma, utilizado para limpar o analito do sistema de reação durante o processo de teste e purificá-lo para os testes subsequentes. Não é utilizado isoladamente para limpar instrumentos, utensílios de teste ou o ambiente

Princípio

Através do uso da solução de limpeza para limpar o analito do sistema de reação, o instrumento de teste pode medir o analito...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

