

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de células sanguíneas–UT5D

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de células sanguíneas, a fim de facilitar a detecção in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a serem analisadas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de células sanguíneas–UT5D
Especificações de Embalagem	500 mL, 5 L, 20 L
Código do Produto	p1133

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de células sanguíneas, a fim de facilitar a detecção in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a serem analisadas

Princípio

Esta solução de limpeza tem um bom efeito de limpeza no sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de células sanguíneas e pode dispersar a sujeira sólida...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

