

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação-LD

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores automáticos de coagulação, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoSolução de limpeza para
analisador de
coagulação-LDEspecificações
de Embalagem30 mL, 100 mL, 500 mL,
20 LCódigo do
Produto

p1136

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores automáticos de coagulação, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que o hipoclorito de sódio da solução de limpeza pode dissolver eficazmente as proteínas, de modo que as proteínas da amostra de sangue...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

