

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão de limpeza HY

Reagente auxiliar de imunoensaio, utilizado em conjunto com os reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série Changguang Huayi




Foto do Produto

Modelo do
ProdutoSolução tampão de
limpeza HYEspecificações
de Embalagem

500 mL, 500 mL × 2

Código do
Produto

p1142

Utilização Prevista

Reagente auxiliar de imunoensaio, utilizado em conjunto com os reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série Changguang Huayi

Composição

Composto por cloreto de sódio, fosfatos e água, etc

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado durante o carregamento e a descarga, empilhar de acordo com as marcas de seta e armazenar em ambiente interior limpo, seco e bem ventilado, a 2—...

