

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para imunoensaio I M 9

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para imunoensaio I M 9
Especificações de Embalagem	1.5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1146

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que o hipoclorito de sódio da solução de limpeza pode dissolver as proteínas do sistema de reação, de modo que as proteínas das amostras de sangue são facilmente removidas pela lavagem

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

