

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão WASH 100 mL

Reagente auxiliar de imunoensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série Tosoh




Foto do Produto

Modelo do
Produto

Solução tampão WASH

Especificações
de Embalagem

100 mL, 100 mLx4

Código do
Produto

p1147

Utilização Prevista

Reagente auxiliar de imunoensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série Tosoh

Composição

Composto por fosfatos, surfactante, conservante e água

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado ao carregar e descarregar; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em local seco e bem ventilado...

