

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão XCY

Reagente auxiliar de imunoenensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoenensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoenensaio por quimiluminescência da série Snibe



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução tampão XCY
Especificações de Embalagem	714 mL
Código do Produto	p1149

Utilização Prevista

Reagente auxiliar de imunoenensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoenensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoenensaio por quimiluminescência da série Snibe

Composição

Composto por estabilizador, surfactante, conservante e água

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado ao carregar e descarregar; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em ambiente interior limpo, seco e bem ventilado a 2–35 °C...

