

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão de limpeza concentrada SL

Reagente auxiliar de imunoensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série DiaSorin (sistemas)



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução tampão de limpeza concentrada SL
Especificações de Embalagem	1 L
Código do Produto	p1152

Utilização Prevista

Reagente auxiliar de imunoensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série DiaSorin (sistemas)

Composição

Composto por agente tamponante, conservante, surfactante e água

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado ao carregar e descarregar; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em ambiente interior limpo, seco e bem ventilado a 2–35...

