

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão de limpeza WG

Reagente auxiliar de imunoensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série Weigao




Foto do Produto

Modelo do Produto

Solução tampão de limpeza WG

Especificações de Embalagem

500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código do Produto

p1155

Utilização Prevista

Reagente auxiliar de imunoensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série Weigao

Composição

Composto por cloreto de sódio, fosfatos, conservante

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado ao carregar e descarregar; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em local seco e ventilado...

Outras Informações

Wash Buffer

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnologia · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I&D, fabrico e venda de reagentes de diagnóstico in vitro