

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação-PLS
Lavagem de Agulha 15 mL

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de teste do analisador automático de coagulação, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas




Foto do Produto

Modelo do Produto	Analisador de coagulação PLS Lavagem de Agulha
Especificações de Embalagem	15 mL, 100 mL, 500 mL, 20 L
Código do Produto	p1225

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de teste do analisador automático de coagulação, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que o hipoclorito de sódio presente na solução de limpeza decompõe eficazmente as proteínas do sistema de reação, facilitando a limpeza das proteínas da amostra de sangue...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.