

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação–BE Enxágue

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de teste do analisador automático de coagulação, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoAnalisador de coagulação
BE EnxágueEspecificações
de Embalagem

100 mL, 500 mL, 20 L

Código do
Produto

p1226

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de teste do analisador automático de coagulação, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que os surfactantes presentes na solução de limpeza podem reduzir eficazmente a tensão superficial das proteínas do sistema de reação...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.