

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação–BKN

Este produto é utilizado para limpar o sistema de reação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas




Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de coagulação–BKN
Especificações de Embalagem	500 mL, 3.3 L, 5 L, 20 L
Código do Produto	p1227

Utilização Prevista

Este produto é utilizado para limpar o sistema de reação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza do sistema para o analisador automático de coagulação, que garante a limpeza eficaz da agulha de reagentes e da agulha de amostras do instrumento e mantém a integridade do sistema hidráulico, de modo a assegurar um volume de aspiração exato e resultados de teste precisos...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.