

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação–JS

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de teste do analisador automático de coagulação, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de coagulação–JS
Especificações de Embalagem	250 mL, 500 mL, 1 L, 20 L
Código do Produto	p1228

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de teste do analisador automático de coagulação, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que o hidróxido de potássio presente na solução de limpeza dissolve as proteínas do sistema de reação, facilitando a limpeza das proteínas da amostra de sangue...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.