

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para manutenção de desligamento do analisador de células sanguíneas

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir



Foto do Produto

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é limpar as proteínas residuais do sistema de reação

Composição

Hipoclorito de sódio

| Modelo do Produto           | Manutenção de desligamento |
|-----------------------------|----------------------------|
| Especificações de Embalagem | 4 mL, 50 mL, 100 mL, 20 L  |
| Código do Produto           | p1294                      |

