

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de células sanguíneas–MR–CRP

Este produto é utilizado para limpar o sistema de reação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de células sanguíneas–MR–CRP
Especificações de Embalagem	250 mL, 500 mL, 1 L, 3 L, 5 L, 20 L
Código do Produto	p1298

Utilização Prevista

Este produto é utilizado para limpar o sistema de reação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro das substâncias a serem medidas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que os surfactantes presentes na solução de limpeza podem reduzir eficazmente a tensão superficial dos resíduos do sistema de reação, facilitando sua limpeza

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.