

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de células sanguíneas-ABX

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir



Foto do Produto

Modelo do Produto	Analisador de células sanguíneas ABX
Especificações de Embalagem	500 mL, 1 L, 20 L
Código do Produto	p1300

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que os surfactantes presentes na solução de limpeza podem reduzir eficazmente a tensão superficial das proteínas do sistema de reação...

