

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação–TOPA

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação do analisador automático de coagulação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro da substância a ser medida.



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoSolução de limpeza para
analisador de
coagulação–TOPAEspecificações
de Embalagem250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L,
20 LCódigo do
Produto

215

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação do analisador automático de coagulação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro da substância a ser medida.

Dispositivos Compatíveis

Werfen ACL TOP series

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.