

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza de eletrodos–RL

Agente de limpeza do sistema de reação durante as determinações com o módulo de eletrólitos dos analisadores de bioquímica, para facilitar a detecção in vitro das substâncias a medir.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza de eletrodos–RL
Especificações de Embalagem	100 mL, 1 L, 2 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	66

Utilização Prevista

Agente de limpeza do sistema de reação durante as determinações com o módulo de eletrólitos dos analisadores de bioquímica, para facilitar a detecção in vitro das substâncias a medir.

Dispositivos Compatíveis

Roche Cobas c501	Roche Cobas c701	Roche Cobas c702	Hitachi Hitachi 7020
Hitachi Hitachi 7060	Hitachi Hitachi 7080	Hitachi Hitachi 7100	Hitachi Hitachi 7150
Hitachi Hitachi 7170	Hitachi Hitachi 7180	Hitachi Hitachi 7600	Hitachi LABOSPECT 008

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.