

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente de amostra-AU

É utilizado para diluir e liquefazer a amostra a ser analisada, de modo que as substâncias a medir possam ser determinadas com o módulo de eletrólitos. O reagente em si não participa diretamente na medição.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente de amostra-AU
Especificações de Embalagem	2.0 L, 2 L x 2
Código do Produto	68

Utilização Prevista

É utilizado para diluir e liquefazer a amostra a ser analisada, de modo que as substâncias a medir possam ser determinadas com o módulo de eletrólitos. O reagente em si não participa diretamente na medição.

Dispositivos Compatíveis

Beckman Coulter AU5800

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.