

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente de amostra-RL

É utilizado para diluir e liquefazer a amostra a ser analisada, de modo que as substâncias a medir possam ser determinadas com o módulo de eletrólitos. O reagente em si não participa diretamente na medição.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente de amostra-RL
Especificações de Embalagem	2.0 L, 2 L x 2, 300 mL
Código do Produto	72

Utilização Prevista

É utilizado para diluir e liquefazer a amostra a ser analisada, de modo que as substâncias a medir possam ser determinadas com o módulo de eletrólitos. O reagente em si não participa diretamente na medição.

Dispositivos Compatíveis

- Hitachi Hitachi 3100
- Hitachi Hitachi 7020
- Hitachi Hitachi 7060
- Hitachi Hitachi 7080
- Hitachi Hitachi 7100
- Hitachi Hitachi 7150
- Hitachi Hitachi 7170
- Hitachi Hitachi 7180
- Hitachi Hitachi 7600
- Hitachi LABOSPECT 008

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.