

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para eletrodos XMZ

Este produto é um agente de limpeza do sistema de reação durante os testes com o módulo de eletrólitos de um analisador de bioquímica, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a analisar




Foto do Produto

Modelo do Produto	Eletrodo XMZ
Especificações de Embalagem	100 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 20 L
Código do Produto	p1245

Utilização Prevista

Este produto é um agente de limpeza do sistema de reação durante os testes com o módulo de eletrólitos de um analisador de bioquímica, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a analisar

Princípio

Este produto é um agente de limpeza para o sistema de reação. O seu principal princípio de ação é remover as proteínas residuais do sistema de reação por lavagem

Composição

Hipoclorito de sódio

Armazenamento e Utilização

Armazenar em local seco e bem ventilado...

