

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-BC II

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
BC IIEspecificações
de Embalagem

500 mL, 1 L, 5 L, 20 L

Código do
Produto

146

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatíveis

Mindray BC-1800

Mindray BC-2300

Mindray BC-2600

Mindray BC-2800

Mindray BC-2900

Mindray BC-3000 Plus

Mindray BC-3200

Hualiang HA series

Meisikang MC series

Pukang PE-6000

Pukang PE-6100

Pukang PE-6300

Pukang PE-6800

Pukang PE-6900

