

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de células sanguíneas-EZ

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir.




Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de células sanguíneas-EZ
Especificações de Embalagem	100 mL, 500 mL, 5 L, 20 L
Código do Produto	148

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir.

Dispositivos Compatíveis

- Mindray BC-1800
- Mindray BC-2300
- Mindray BC-2600
- Mindray BC-2800
- Mindray BC-2900
- Mindray BC-3000
- Mindray BC-3000 Plus
- Pukang PE-6000
- Pukang PE-6100
- Pukang PE-6300
- Pukang PE-6800
- Pukang PE-6900

