

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-EO I 53

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
EO I 53Especificações
de Embalagem500 mL, 1 L, 4 L, 5 L, 20
LCódigo do
Produto

151

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatíveis

Mindray BC-5100

Mindray BC-5180

Mindray BC-5300

Mindray BC-5310

Mindray BC-5380

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

