

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante–EO II 53

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante–
EO II 53Especificações
de Embalagem200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L,
20 LCódigo do
Produto

152

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatíveis

Mindray BC–5100

Mindray BC–5180

Mindray BC–5300

Mindray BC–5310

Mindray BC–5380

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

