

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-LH53

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Reagente Hemolisante-LH53
Especificações de Embalagem	250 mL, 500 mL, 1 L, 3 L, 5 L, 20 L
Código do Produto	153

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatíveis

- Mindray BC-5100
- Mindray BC-5180
- Mindray BC-5300
- Mindray BC-5310
- Mindray BC-5380
- Mindray BC-5390

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

