

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante–EO I 53S

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.



Foto do Produto

Modelo do Produto	Reagente Hemolisante–EO I 53S
Especificações de Embalagem	500 mL, 1 L, 4 L, 5 L, 20 L
Código do Produto	155

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatíveis

- Mindray BC–5100
- Mindray BC–5180
- Mindray BC–5380
- Mindray BC–5390

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.