

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-LH52

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
LH52Especificações
de Embalagem

100 mL, 20 L

Código do
Produto

166

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatíveis

Mindray BC-5000

Mindray BC-5120

Mindray BC-5130

Mindray BC-5140

Mindray BC-5150

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

