

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Líquido de bainha-SY

É utilizado juntamente com o analisador de células para diluir a amostra de sangue e formar um fluxo de bainha, facilitando a contagem e a classificação de células pelo analisador



Foto do Produto

Modelo do Produto	Líquido de bainha-SY
Especificações de Embalagem	20 L
Código do Produto	p1094

Utilização Prevista

É utilizado juntamente com o analisador de células para diluir a amostra de sangue e formar um fluxo de bainha, facilitando a contagem e a classificação de células pelo analisador

Princípio

Dilui os leucócitos para que o instrumento realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de dispersão da luz laser

Composição

Agente tampão

Outras Informações

Líquido de bainha

