

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante–PK I + Reagente Hemolisante–PK II

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do Produto

Reagente Hemolisante–PK II

Especificações de Embalagem

500 mL

Código do Produto

p1106

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de dispersão da luz laser

Composição

Cloreto de sódio, agente tampão ...

