

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-DXH8

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto

Diluyente-DXH8

Especificações de Embalagem

1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código do Produto

p1108

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Sulfato de sódio, cloreto de sódio, imidazol, conservantes

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado durante o carregamento e a descarga; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em local limpo, seco e bem ventilado ...

