

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-5DIFF

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina, etc. ...



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
5DIFFEspecificações
de EmbalagemReagente Hemolisante
Pack I 1.9 L + Reagente
Hemolisante Pack II 850
mLCódigo do
Produto

p1109

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina, etc. ...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.