

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante–MEK310 250 mL

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do
Produto

Reagente Hemolisante–
MEK310

Especificações
de Embalagem

250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L,
10 L, 20 L

Código do
Produto

p1114

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos

Composição

Sal de amónio quaternário ...

