

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-LA1

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoReagente Hemolisante-
LA1Especificações
de Embalagem200 mL, 500 mL, 1 L, 4 L,
20 LCódigo do
Produto

p1122

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos

Composição

Cloreto de sódio, sal de amônio quaternário ...

