

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Líquido de Bainha-UT5S 20 L

É utilizado juntamente com o analisador de células; dilui a amostra de sangue para formar um fluxo de bainha, facilitando a contagem e a classificação de células pelo analisador



Foto do Produto

Modelo do Produto	Líquido de Bainha-UT5S
Especificações de Embalagem	500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1132

Utilização Prevista

É utilizado juntamente com o analisador de células; dilui a amostra de sangue para formar um fluxo de bainha, facilitando a contagem e a classificação de células pelo analisador

Princípio

Dilui os leucócitos para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de dispersão da luz laser

Composição

Ácido clorídrico, tris(hidroximetil)aminometano...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.