

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente–RD

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, em conjunto com o analisador de sangue ou o reagente, para analisar o analito. Clinicamente, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células através da diluição da amostra



Foto do Produto

Modelo do
Produto

Diluyente–RD

Especificações
de Embalagem

1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código do
Produto

p1138

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, em conjunto com o analisador de sangue ou o reagente, para analisar o analito. Clinicamente, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células através da diluição da amostra

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Cloreto de sódio, ácido bórico...

