

## Reagente de Diagnóstico In Vitro

## Reagente Hemolisante-86H

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do  
ProdutoReagente Hemolisante-  
86HEspecificações  
de Embalagem

500 mL, 5 L, 10 L, 20 L

Código do  
Produto

p1139

## Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina

## Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de dispersão da luz laser...

