

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-LD3

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente-LD3
Especificações de Embalagem	5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1141

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Ácido bórico, cloreto de sódio, conservantes

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado durante o carregamento e a descarga; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em ambiente interior limpo, seco e bem ventilado a 2—...

