

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente de amostra-BS

É utilizado para diluir e liquefazer a amostra a ser analisada, a fim de que a substância a ser medida possa ser detectada com o módulo de eletrólitos. O produto em si não participa diretamente da detecção



Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente-BS
Especificações de Embalagem	2.0 L
Código do Produto	p1156

Utilização Prevista

É utilizado para diluir e liquefazer a amostra a ser analisada, a fim de que a substância a ser medida possa ser detectada com o módulo de eletrólitos. O produto em si não participa diretamente da detecção

Princípio

No método do eletrodo, a determinação de eletrólitos baseia-se na equação de Nernst. Para íons monovalentes a 25 °C, a equação de Nernst é simplificada como: $E = E_{0isa} + 0.05916 \lg a$, em que E é o potencial medido e E_{0isa} é o potencial inicial...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.