

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de Coloração–MNR

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoSolução de Coloração–
MNREspecificações
de Embalagem

82 mL

Código do
Produto

p1183

Utilização Prevista

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas

Princípio

Os leucócitos são corados com o auxílio da solução de coloração para a análise de células sanguíneas e, em combinação com a técnica de citometria de fluxo baseada na dispersão da luz laser e na coloração fluorescente, é realizada a detecção de leucócitos

Composição

Corante fluorescente, substâncias orgânicas...

