

## Reagente de Diagnóstico In Vitro

## Reagente Hemolisante-WP

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do  
ProdutoReagente Hemolisante-  
WPEspecificações  
de Embalagem500 mL, 1 L, 1.5 L, 1.5  
Lx2, 5 L, 10 L, 20 LCódigo do  
Produto

p1185

## Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

## Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de impedância...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.