

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de Coloração-MDF II

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas



Foto do Produto

Modelo do
ProdutoSolução de Coloração-
MDF IIEspecificações
de Embalagem12 mL, 22 mL, 22 mLx2,
42 mL, 42 mLx2, 1 L, 2 LCódigo do
Produto

p1188

Utilização Prevista

É utilizado para corar as células sanguíneas, de modo que a sua morfologia e estrutura possam ser observadas, permitindo ao analisador de sangue realizar a classificação e a contagem de células sanguíneas

Princípio

Os leucócitos são corados com o auxílio da solução de coloração para a análise de células sanguíneas e, em combinação com a técnica de citometria de fluxo baseada na dispersão da luz laser e na fluorescência...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.