

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Líquido de bainha-CD

Para uso com analisadores de células; é utilizado para diluir a amostra de sangue e formar um fluxo de bainha, facilitando a contagem e a classificação de células pelo analisador



Foto do Produto

Modelo do Produto	Líquido de bainha-CD
Especificações de Embalagem	10 L, 20 L
Código do Produto	p1189

Utilização Prevista

Para uso com analisadores de células; é utilizado para diluir a amostra de sangue e formar um fluxo de bainha, facilitando a contagem e a classificação de células pelo analisador

Princípio

Dilui os leucócitos para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de dispersão da luz laser...

Outras Informações

Líquido de bainha

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.