

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-UT II

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas




Foto do Produto

Modelo do Produto	Diluyente-UT II
Especificações de Embalagem	5 L, 20 L
Código do Produto	p1191

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

Princípio

Dilui as células sanguíneas e, em combinação com a técnica de citometria de fluxo baseada nos métodos de impedância, colorimetria, dispersão da luz laser e coloração fluorescente, realiza a classificação, a contagem de células e a determinação de hemoglobina

Composição

Sulfato de sódio, cloreto de sódio, solução tampão de fosfato, conservantes...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.