

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-ABX I

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas




Foto do Produto

Modelo do Produto

Diluyente-ABX I

Especificações de Embalagem

5 L, 10 L, 20 L

Código do Produto

p1195

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra e preparar uma suspensão de células antes da análise de células sanguíneas

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Sulfato de sódio, fosfatos

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado durante o carregamento e a descarga; empilhar de acordo com as marcas de seta; armazenar em ambiente interior limpo, seco e bem ventilado a 2–35 °C...

