

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-LY

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina




Foto do Produto

Modelo do Produto	Reagente Hemolisante-LY
Especificações de Embalagem	500 mL, 20 L
Código do Produto	p1199

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos mantendo inalterada a morfologia dos leucócitos, para que o analisador realize a contagem e a classificação de leucócitos pelo método de impedância

Composição

Sal de amônio quaternário...

