

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-KL2

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, em conjunto com o analisador de sangue ou o reagente, para analisar o analito. Clinicamente, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células através da diluição da amostra



Foto do Produto

Modelo do
Produto

Diluyente-KL2

Especificações
de Embalagem

1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código do
Produto

p1209

Utilização Prevista

É utilizado para diluir a amostra de sangue total a analisar e, em conjunto com o analisador de sangue ou o reagente, para analisar o analito. Clinicamente, é utilizado antes da análise de células sanguíneas para preparar uma suspensão de células através da diluição da amostra

Princípio

Dilui as células sanguíneas para que o analisador realize a contagem e a classificação das células sanguíneas pelo método de impedância

Composição

Hidróxido de sódio, sulfato de sódio, edetato dissódico...

