

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-52LHB

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do Produto	Reagente Hemolisante-52LHB
Especificações de Embalagem	200 mL, 400 mL, 400 mL x 2, 400 mL x 4, 500 mL, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1214

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Durante a análise de células sanguíneas, este reagente lisa os glóbulos vermelhos e modifica os leucócitos...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.