

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante-90LHB

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do Produto	Reagente Hemolisante-90LHB
Especificações de Embalagem	500 mL, 1 L x 2, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1216

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar, facilitando assim a classificação e a contagem de células ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Durante a análise de células sanguíneas, este reagente lisa os glóbulos vermelhos e modifica os leucócitos, medindo o seu volume (método de impedância) para...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.