

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Reagente Hemolisante–Z5LB 500 mL

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina



Foto do Produto

Modelo do Produto	Reagente Hemolisante–Z5LB
Especificações de Embalagem	50 mL, 100 mL, 100 mL × 4, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1217

Utilização Prevista

É utilizado antes da análise de células sanguíneas para lisar os glóbulos vermelhos, libertar a hemoglobina e preservar a morfologia das células a analisar; quando necessário, os leucócitos são corados antes da classificação e contagem de células, ou são realizadas diretamente a classificação e a contagem de células e/ou a determinação quantitativa de hemoglobina

Princípio

Lisa os glóbulos vermelhos...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

